

IODO IODURATO UNGUENTO

Formulazione

Iodio bisublimato	2 g
Potassio ioduro	10 g
Acqua altamente depurata	10 g
Lanolina anidra	20 g
Vaselina bianca	58 g

Preparazione

Sciogliere il potassio ioduro in 10 ml di acqua, aggiungere lo iodio ed agitare fino a completa solubilizzazione; incorporare tale soluzione, ad aliquote, nella lanolina; aggiungere, infine, la massa risultante alla vaselina.

Indicazioni terapeutiche

Risolvente.

Bibliografia

Farmacopea Ufficiale XII ed.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Conservare in recipiente ben chiuso, al riparo da luce e calore.

L'unguento è stabile per almeno 6 mesi, ma è consigliabile utilizzarlo entro tre mesi per le ripetute aperture del vasetto.

Eventuali macchie su superfici e indumenti possono essere decolorate bagnando con una soluzione di ammoniaca al 10% o di sodio tiosolfato (iposolfito) al 10% e, successivamente, bagnando con acqua.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

